



Сертифікат якості № 1203  
КЛЕЙ МЕДИЧНИЙ БФ-6, по 25 г у флаконах скляних

Номер партії 8-2024  
Кількість продукції в партії 27 95 г, шт.  
Дата виробництва 09.2024 р.

Випробування проведені згідно ТУ У 24:4-004:80951-001:2011, зі змінами; ДСТУ EN 980:2007

| № п/п | Найменування показників                                                                                                                                                                                          | Вимоги нормативної документації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Результати випробувань                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Зовнішній вигляд                                                                                                                                                                                                 | Прозора або злегка каламутна рідина від світло-жовтого до червоножовтого кольору.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Прозора рідина світло-жовтого кольору                         |
| 2.    | Ідентифікація                                                                                                                                                                                                    | 1. До 1 г клею додають 4 мл ефіру. У результаті реакції повинні з'явитися білі пластівці (смоли), які випадають в осад.<br>2. До 25 г клею, додають 50 мл води, струхнуть протягом 5 хв; рідину частину перемішують. До 0,5 мл відгону додають 6 мл розчину натрію гідроксиду розведеного та 2 мл 0,1 М розчину йоду. Вилучається характерний запах йодоформу і поступово утворюється жовтий осад йодоформу.<br>3. До 2 мл відгону додають 0,5 мл кислоти оцтової безводної і 1 мл кислоти оцтової і нагрівають на пилі до кипіння. Відбувається характерний запах стійкого ефіру кислоти оцтової | Відповідає                                                    |
| 3.    | Кількість клею                                                                                                                                                                                                   | Флакони повинні містити 25 ± 0,5 г клею                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Відповідає                                                    |
| 4.    | Функціональне призначення                                                                                                                                                                                        | Клей повинен при нанесенні тонким шаром на суху шкіру протягом 2 хвилин утворювати тонку еластичну плівку, яка міцно утримується на поверхні шкіри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Відповідає                                                    |
| 5.    | Сухий залишок                                                                                                                                                                                                    | Від 15,0 до 19,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Відповідає                                                    |
| 6.    | Мікробіологічна контамінація:<br>- загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС)<br>- загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС)<br>- <i>Staphylococcus aureus</i><br>- <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | Не більше 10 <sup>3</sup> КУО/г<br>Не більше 10 КУО/г<br>Не допускається наявність в 1 г<br>Не допускається наявність в 1 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Менше 100 КУО/г<br>Менше 10 КУО/г<br>Відповідає<br>Відповідає |
| 7.    | Пакування                                                                                                                                                                                                        | Відповідає вимог ТУ У 24:4-004:80951-001:2011, Зміна № 2, № 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Відповідає                                                    |
| 8.    | Маркування                                                                                                                                                                                                       | Відповідає вимог ТУ У 24:4-004:80951-001:2011, Зміна № 2, № 3; ДСТУ EN 980:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Відповідає                                                    |
| 9.    | Термін придатності                                                                                                                                                                                               | 4 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Відповідає                                                    |
| 10.   | Зберігання                                                                                                                                                                                                       | Відповідає ГОСТ 15150. При температурі не більше + 25 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Відповідає                                                    |

Висновок: Партія 8-2024 відповідає вимогам ТУ У 24:4-004:80951-001:2011, зі змінами; ДСТУ EN 980:2007

Відділ контролю якості  
Дата оформлення сертифікату 20.09.2024 р.



Підпис

Філіппенко ІІ  
М.П.

КОРІСНО ІНФОРМАЦІЯ  
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА  
Григорук М.І. 20.09.2024

Відділ контролю якості